

Sterilgutssystem für Weichverpackung

Für die optimale Verpackung von Sterilgut steht das Sterilgutssystem für Weichverpackung zur Verfügung. Es setzt sich aus Systemsieb und Systemkorb zusammen. Das Systemsieb wird zum Sterilisieren in ein Vlies von 78 g/m² Dichte gepackt, um die Sterilität der Güter zu sichern. Die einheitlichen Systemsiebe sind ineinander stapelbar, die Systemkörbe aufeinander.

Der systematische Einsatz von Sterilgutssystemen mit Weichverpackung ermöglicht eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zur Verwendung herkömmlicher Sterilgutcontainer. Die Investitionskosten sinken bis zu 35 % und die laufenden Betriebskosten bis zu 30 %. Es wird weder ein separates Entsorgungs-Sieb noch der Sterilgutcontainer benötigt.



Die Innovation im Detail:

- Das funktionale Design der Systemsiebe mit abgerundeten Ecken und dem Doppelrahmen reduziert das Verletzungsrisiko der Mitarbeiter.
- Der Systemsieb-Deckel wird nach dem Öffnen automatisch zum Entsorgungssieb.
- Der Systemkorb ist zur Aufnahme der Systemsiebe mit einem umlaufenden Stapelrahmen versehen.
- Verfügbar sind Kleinteilsiebe und variable Unterteilungen der Systemsiebe, längs und quer.
- Dampf kann durch Systemsieb und -korb dringen.
- Im Vergleich zum Sterilgutcontainer-System ist das Gewicht reduziert.
- Der Verzicht auf Ecken und Kanten erleichtert die Reinigung.
- Einheitliches Systemmaterial erlaubt Standards bei den Waschprogrammen.

Modellbezeichnung	Beschreibung	Maße (B x T x H)	Typ	Ausführung	Art.-Nr.
CNS 18/10, elektrolytisch poliert, graffrei verarbeitet					
1 System-Sieb SL in STE-Norm für Weichverpackung	Mit stapelbarem Bodenrahmen, und handhabungssicherem Doppelrahmen Maschenweite: 5 x 5 mm Drahtstärken: Stapelrahmen: 4 mm Sicherheitsrahmen: 4 mm Bodenrahmen: 4 mm	250 x 480 x 50 mm	1 STE	SL 50	542 895
		250 x 480 x 70 mm		SL 70	542 896
		250 x 240 x 50 mm	1/2 STE	SL 50	542 897
		250 x 240 x 70 mm		SL 70	542 939
Klammern für System-Sieb SL	Zur Arretierung der System-Siebe SL	90 mm für SL 50			542 899
		100 mm für SL 50/70			542 900
		110 mm für SL 70			542 901
2 System-Korb in STE-Norm	Zur Lagerung des System-Siebes, ineinander und aufeinander stapelbar Maschenweite: Boden: 24 x 24 mm Wände: 24 x 27 mm Drahtstärke: Rahmen: 2 x 4 mm Boden: 2,4 mm Drahtstärke Stapelrahmen: Boden: 5 mm	295 x 580 x 150 mm	1 STE	Mit Grifföffnung	542 902
				Mit Grifföffnung und Transportfixierung	542 903
		295 x 300 x 150 mm	1/2 STE	Mit Grifföffnung	542 904
				Mit Grifföffnung und Transportfixierung	542 905
System-Korb in ISO-Norm		400 x 600 x 150 mm	1 STE	Mit Grifföffnung	542 906